



FLACON DOUCHE OCCULAIRE 2 X 500ML

Réf. : ORK003

Page catalogue : 2066

Vendu par

1

6

Une plus grande chance de sauver vos yeux.

Parallèlement à l'effet de dilution et de rinçage de la substance dangereuse, la douche oculaire tamponnée Cederroth a aussi un effet neutralisant sur les projections basiques ou acides. L'effet est généralement plus puissant avec les bases qu'avec les acides. Une solution de rinçage non tamponnée agit uniquement en diluant et en rinçant l'acide ou la base, ce qui nécessite une plus grande quantité de liquide et par conséquent une durée de rinçage plus longue. Vous pouvez rincer en toute sécurité avec Cederroth Eye Wash car il est 100% sans phosphate.



Il est important de rincer l'œil abondamment durant les premières secondes qui suivent un accident. La Douche oculaire Cederroth délivre un débit important de liquide. L'œillère est conçue pour diriger le liquide vers l'œil en évitant les pertes inutiles et permet aussi de maintenir l'œil ouvert. 2 flacons x 500 ml de solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile. Sans conservateur. À usage unique
Durée de conservation : 4,5 ans.

POINTS FORTS

excellentes propriétés de rinçage. Solution tamponnée.
Œillère protégée de la poussière. Installation flexible. Conception fonctionnelle.

Composition :
2 flacons x 500 ml de solution isotonique de NaCl tamponnée et unique
Dimensions : ø 66 x H 235 mm