



## ■ ELASTIQUE POUR GOND BOITE DE 100

**I.N.G.**  
**FIXATIONS**

Réf. : ING038

Page catalogue : 456

Vendu par



Elastique pour gond - boîte de 100

Percer avec mèche  $\varnothing$  15 mm pour  
ING 001 et  $\varnothing$  17 pour ING 060.  
Mettre en place le gabarit  
en le serrant à l'aide du gond.  
L'élastique permet de maintenir  
le gond pendant le temps de séchage  
de la résine/mortier.